Tugas Ke: Project Tugas Besar

Tanggal: 24 Desember 2024

Nama: Dias Morello Sembiring (120140167)

Moratua Putra Pardede (121140079)

Joanne Polama Putri Sembiring (121140128)

Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital (IF - 3024)

1 Deskripsi Project

Sinyal respirasi adalah data atau informasi yang diperoleh dari proses pernapasan seseorang. Sinyal ini mencerminkan pola, ritme, dan karakteristik pernapasan, yang digunakan untuk memantau fungsi respirasi atau mendeteksi gangguan pada sistem pernapasan. Sinyal rRPG (Respiratory-induced Respiratory Plethysmographic) adalah sinyal yang dihasilkan dari metode respiratory plethysmography, yang digunakan untuk memantau pergerakan respirasi berdasarkan perubahan volume atau aliran udara dalam tubuh.

2 Alat dan Bahan

Dalam pengembangan proyek ini diperlukan alat dan bahan sebagai berikut:

Perangkat Lunak:

- 1. Python 3.10.0
- 2. OpenCV
- 3. Visual Studio Code

Perangkat Keras:

1. Laptop dengan kamera terintegrasi

3 Langkah-langkah Pengerjaan

• Mengimpor library yang dibutuhkan:

```
import cv2 # OpenCV untuk pemrosesan gambar dan video
import numpy as np # NumPy untuk operasi numerik
import matplotlib.pyplot as plt # Matplotlib untuk visualisasi data
from scipy.signal import find_peaks, butter, filtfilt # SciPy untuk pemrosesan sinyal
from scipy.fft import fft, fftfreq # SciPy untuk analisis frekuensi
import time # Untuk pengukuran waktu dan timing
```

• Membuat fungsi untuk mendeteksi wajah dalam frame menggunakan Haar Cascade Classifier

```
def detect_face(frame):
    """
    Args:
        frame: Frame video dari webcam dalam format BGR

Returns:
        tuple: (x, y, w, h) koordinat dan dimensi wajah, atau None jika tidak ada wajah
    """

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + '
    haarcascade_frontalface_default.xml')
```

• Mengkonversi frame ke grayscale karena diperlukan untuk deteksi wajah

```
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

• Membuat fungsi untuk mendeteksi wajah dalam frame

```
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 4)
      if len(faces) > 0:
          # Jika ada wajah terdeteksi, pilih yang terbesar (diasumsikan terdekat)
          areas = [w * h for (x, y, w, h) in faces]
          max_area_idx = np.argmax(areas)
          x, y, w, h = faces[max_area_idx]
          # Perluas area ROI sebesar 10% untuk mencakup lebih banyak area wajah
          x = max(0, x - int(0.1 * w)) # Geser ke kiri
          y = max(0, y - int(0.1 * h)) # Geser ke atas
          w = min(frame.shape[1] - x, int(1.2 * w)) # Perlebar
          h = min(frame.shape[0] - y, int(1.2 * h)) # Pertinggi
13
14
  return (x, y, w, h)
15
      return None
16
  def get_forehead_roi(face_roi):
18
      Mengekstrak ROI dahi dari ROI wajah yang terdeteksi.
20
      Dahi dipilih karena memiliki pembuluh darah yang dekat dengan permukaan
21
      dan biasanya tidak tertutup rambut/makeup.
22
23
      Args:
24
           face_roi: tuple (x, y, w, h) koordinat wajah
25
26
      Returns:
27
28
         tuple: koordinat ROI dahi
29
30
      x, y, w, h = face_roi
      forehead_h = int(h * 0.3) # Ambil 30% bagian atas wajah sebagai dahi
31
      return (x, y, w, forehead_h)
32
33
  def process_signal(frame, roi=None):
34
35
      Memproses frame video untuk mengekstrak sinyal vital.
36
37
38
           frame: Frame video dari webcam
39
           roi: Region of Interest (x, y, w, h)
40
```

```
Returns:
tuple: (nilai_respirasi, nilai_rppg, frame_yang_diproses)

"""
43
44
45
```

• Membuat salinan frame untuk menggambar visualisasi sinyal respirasi dan sinyal rRPG

```
processed_frame = frame.copy()
```

• Membuat fungsi 'if' untuk mengantisipasi jika ROI tidak ada/tidak terdeteksi, maka sistem akan secara otomatis membaca seluruh frame

```
if roi is None:
    roi = (0, 0, frame.shape[1], frame.shape[0])
3
```

• Mengekstrak koordinat ROI

```
x, y, w, h = roi
roi_frame = frame[y:y+h, x:x+w]
```

• Membuat gambar kotak ROI pada frame untuk menampilkan visualisasi

```
cv2.rectangle(processed_frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
```

• Mengekstrak nilai rata-rata RGB dari ROI

```
b = np.mean(roi_frame[:, :, 0]) # Blue channel
g = np.mean(roi_frame[:, :, 1]) # Green channel
r = np.mean(roi_frame[:, :, 2]) # Red channel
4
```

• Mengimplementasikan metode POS (Plane-Orthogonal-to-Skin)

```
S1 = g # Signal 1: green channel
S2 = r # Signal 2: red channel
alpha = S2/S1 # Rasio normalisasi
```

• Menghitung sinyal rRPG dan sinyal respirasi

```
rppg_value = S1 - alpha * S2

# Hitung sinyal respirasi dari pergerakan ROI dalam grayscale
gray = cv2.cvtColor(roi_frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
respiratory_value = np.mean(gray)

return respiratory_value, rppg_value, processed_frame
```

• Membuat filter Butterworth bandpass

```
def butter_bandpass(lowcut, highcut, fs, order=5):
      Args:
          lowcut: Frekuensi cut-off bawah
          highcut: Frekuensi cut-off atas
          fs: Frekuensi sampling
          order: Orde filter
10
      Returns:
          tuple: Koefisien filter (b, a)
      nyq = 0.5 * fs # Frekuensi Nyquist
13
      low = lowcut / nyq # Normalisasi frekuensi
14
      high = highcut / nyq
      b, a = butter(order, [low, high], btype='band')
      return b, a
```

• Menerapkan filter bandpass pada data sinyal

```
def apply_bandpass_filter(data, lowcut, highcut, fs, order=5):
    """

Args:
    data: Array data input
    lowcut: Frekuensi cut-off bawah
    highcut: Frekuensi cut-off atas
    fs: Frekuensi sampling
    order: Orde filter

Returns:
    array: Data yang telah difilter

"""
b, a = butter_bandpass(lowcut, highcut, fs, order=order)
    y = filtfilt(b, a, data) # Forward-backward filtering
    return y
```

• Menghitung heart rate atau respiratory rate dari sinyal

```
def calculate_rate(signal, fs, signal_type="rppg"):
    """

Args:
    signal: Array sinyal input
    fs: Frekuensi sampling
    signal_type: "rppg" untuk heart rate atau "respiratory" untuk respiratory rate

Returns:
    float: Rate dalam beats/breaths per menit
    """

if len(signal) < fs * 2: # Cek apakah ada cukup data (minimal 2 detik)
    return 0</pre>
```

• Membuat fungsi 'if' untuk set range frekuensi berdasarkan tipe sinyal

```
if signal_type == "rppg":
    lowcut, highcut = 0.7, 4.0 # 42-240 BPM untuk heart rate
```

```
else:
lowcut, highcut = 0.1, 0.5 # 6-30 breaths/min untuk respirasi
```

Menerapkan filter bandpass

```
filtered_signal = apply_bandpass_filter(signal, lowcut, highcut, fs)
```

• Menghitung FFT untuk analisis frekuensi

```
yf = fft(filtered_signal)
xf = fftfreq(len(filtered_signal), 1/fs)
3
```

• Mencari frekuensi dominan dalam range yang valid dan mengkonversi frekuensi ke rate per menit

```
valid_range = (xf >= lowcut) & (xf <= highcut)
max_freq_idx = np.argmax(np.abs(yf[valid_range]))
dominant_freq = xf[valid_range][max_freq_idx]

rate = dominant_freq * 60

return rate</pre>
```

• Membuat fungsi utama untuk menjalankan program deteksi vital signs

```
def main():
      # Inisialisasi webcam
      cap = cv2.VideoCapture(1) # Index 1 untuk webcam eksternal
      if not cap.isOpened():
          print("Error: Tidak dapat mengakses webcam.")
           return
      # Set parameter untuk akuisisi dan processing
      window_size = 300 # Ukuran window untuk analisis (dalam frames)
      fs = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) # Dapatkan frame rate webcam
      # Inisialisasi buffer untuk menyimpan data sinyal
      respiration_signal = []
15
      rppg_signal = []
      time_points = []
      # Setup visualisasi matplotlib
      plt.ion() # Aktifkan mode interaktif
19
      fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8))
20
21
22
      # Inisialisasi variabel tracking
23
      frame\_count = 0
24
      start_time = time.time()
      last_roi = None # Untuk menyimpan ROI terakhir yang valid
25
26
  try:
27
          while True:
28
               # Baca frame dari webcam
29
30
               ret, frame = cap.read()
31
               if not ret:
                   break
```

```
33
               # Resize frame untuk konsistensi
34
               frame = cv2.resize(frame, (640, 480))
35
36
               # Deteksi wajah
               face_roi = detect_face(frame)
38
               if face_roi is not None:
39
                   last_roi = face_roi
40
               elif last_roi is not None:
41
                   face_roi = last_roi
42
43
               # Proses frame jika wajah terdeteksi
44
               if face_roi is not None:
45
                   # Dapatkan ROI dahi
46
                   forehead_roi = get_forehead_roi(face_roi)
47
48
                   # Proses sinyal
49
                   resp_val, rppg_val, processed_frame = process_signal(frame, forehead_roi)
50
51
                   # Update buffer data
                   current_time = time.time() - start_time
53
                   respiration_signal.append(resp_val)
54
                   rppg_signal.append(rppg_val)
55
                   time_points.append(current_time)
56
                   # Jaga ukuran buffer tetap konstan
58
                   if len(respiration_signal) > window_size:
59
                        respiration_signal.pop(0)
                        rppg_signal.pop(0)
61
                        time_points.pop(0)
                   # Hitung dan tampilkan rate jika ada cukup data
64
65
                   if len(respiration_signal) >= window_size:
66
                        # Hitung respiratory rate dan heart rate
67
                        resp_rate = calculate_rate(np.array(respiration_signal), fs, "respiratory
       ")
                        heart_rate = calculate_rate(np.array(rppg_signal), fs, "rppg")
68
69
                        # Tampilkan rate pada frame
70
                        cv2.putText(processed_frame, f"Heart Rate: {heart_rate:.1f} BPM",
71
                                  (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
72
                        cv2.putText(processed_frame, f"Resp Rate: {resp_rate:.1f} breaths/min",
73
                                  (10, 70), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
74
                   # Update plot sinyal
76
                        ax1.cla()
                        ax1.plot(time_points, respiration_signal)
78
                        ax1.set_title(f'Respiratory Signal (Rate: {resp_rate:.1f} breaths/min)')
79
                        ax1.set_xlabel('Time (s)')
80
                        ax1.set_ylabel('Amplitude')
81
82
                        ax2.cla()
83
                        ax2.plot(time_points, rppg_signal)
84
                        ax2.set_title(f'rPPG Signal (Heart Rate: {heart_rate:.1f} BPM)')
85
                        ax2.set_xlabel('Time (s)')
                        ax2.set_ylabel('Amplitude')
87
88
                        plt.tight_layout()
89
                        plt.pause(0.001)
90
91
                   # Tampilkan frame yang telah diproses
92
                   cv2.imshow('Face Detection & Vital Signs', processed_frame)
93
```

```
else:

# Tampilkan pesan jika tidak ada wajah terdeteksi

cv2.putText(frame, "No face detected", (10, 30),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255), 2)

cv2.imshow('Face Detection & Vital Signs', frame)
```

• Membuat fungsi untuk keluar dari jendela program

```
if cv2.waitKey(1) \& 0xFF == ord('q'):
                   break
               frame_count += 1
      except KeyboardInterrupt:
           print("\nProgram dihentikan oleh pengguna.")
      finally:
           # Bersihkan resources
           cap.release()
           cv2.destroyAllWindows()
12
           plt.ioff()
13
           plt.close()
14
15
16
  if __name__ == "__main__":
17
      main()
```

3.1 Kode Lengkap

Berikut ini adalah kode lengkap pengembangan Sistem Pengukuran Sinyal Respirasi dan rRPG

```
# Import library yang diperlukan
import cv2 # OpenCV untuk pemrosesan gambar dan video
import numpy as np # NumPy untuk operasi numerik
4 import matplotlib.pyplot as plt # Matplotlib untuk visualisasi data
from scipy.signal import find_peaks, butter, filtfilt # SciPy untuk pemrosesan sinyal
6 from scipy.fft import fft, fftfreq # SciPy untuk analisis frekuensi
  import time # Untuk pengukuran waktu dan timing
  def detect_face(frame):
9
      Mendeteksi wajah dalam frame menggunakan Haar Cascade Classifier.
12
13
      Args:
          frame: Frame video dari webcam dalam format BGR
14
      Returns:
16
          tuple: (x, y, w, h) koordinat dan dimensi wajah, atau None jika tidak ada wajah
      # Memuat Haar Cascade Classifier untuk deteksi wajah
19
      face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + '
20
      haarcascade_frontalface_default.xml')
21
      # Konversi frame ke grayscale karena diperlukan untuk deteksi wajah
22
23
      gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
      # Deteksi wajah dalam frame
```

```
# scaleFactor=1.1: seberapa banyak ukuran gambar dikurangi pada setiap skala gambar
      # minNeighbors=4: berapa banyak tetangga yang harus dimiliki setiap kandidat persegi
27
      panjang untuk mempertahankannya
      faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 4)
28
29
      if len(faces) > 0:
30
           # Jika ada wajah terdeteksi, pilih yang terbesar (diasumsikan terdekat)
31
           areas = [w * h for (x, y, w, h) in faces]
32
           max_area_idx = np.argmax(areas)
33
          x, y, w, h = faces[max_area_idx]
34
35
           # Perluas area ROI sebesar 10% untuk mencakup lebih banyak area wajah
36
           x = max(0, x - int(0.1 * w)) # Geser ke kiri
37
           y = max(0, y - int(0.1 * h)) # Geser ke atas
38
           w = min(frame.shape[1] - x, int(1.2 * w)) # Perlebar
39
           h = min(frame.shape[0] - y, int(1.2 * h)) # Pertinggi
40
41
           return (x, y, w, h)
42
      return None
43
44
  def get_forehead_roi(face_roi):
45
46
      Mengekstrak ROI dahi dari ROI wajah yang terdeteksi.
47
      Dahi dipilih karena memiliki pembuluh darah yang dekat dengan permukaan
48
49
      dan biasanya tidak tertutup rambut/makeup.
50
      Args:
          face_roi: tuple (x, y, w, h) koordinat wajah
53
      Returns:
54
         tuple: koordinat ROI dahi
56
57
      x, y, w, h = face_roi
      forehead_h = int(h * 0.3) # Ambil 30% bagian atas wajah sebagai dahi
      return (x, y, w, forehead_h)
60
  def process_signal(frame, roi=None):
61
62
      Memproses frame video untuk mengekstrak sinyal vital.
63
64
      Args:
65
           frame: Frame video dari webcam
66
           roi: Region of Interest (x, y, w, h)
67
68
      Returns:
          tuple: (nilai_respirasi, nilai_rppg, frame_yang_diproses)
70
71
72
      # Buat salinan frame untuk menggambar visualisasi
      processed_frame = frame.copy()
73
74
      # Jika tidak ada ROI, gunakan seluruh frame
      if roi is None:
76
           roi = (0, 0, frame.shape[1], frame.shape[0])
      # Ekstrak koordinat ROI
      x, y, w, h = roi
      roi_frame = frame[y:y+h, x:x+w]
81
      # Gambar kotak ROI pada frame untuk visualisasi
83
      cv2.rectangle(processed\_frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
84
85
      # Ekstrak nilai rata-rata RGB dari ROI
86
```

```
b = np.mean(roi_frame[:, :, 0]) # Blue channel
87
       g = np.mean(roi_frame[:, :, 1]) # Green channel
88
       r = np.mean(roi_frame[:, :, 2]) # Red channel
89
90
       # Implementasi metode POS (Plane-Orthogonal-to-Skin)
91
       # Referensi: Wang et al. "Algorithmic Principles of Remote PPG"
92
       S1 = g # Signal 1: green channel
93
       S2 = r \# Signal 2: red channel
94
       alpha = S2/S1 # Rasio normalisasi
95
96
       # Hitung sinyal rPPG
97
       rppg_value = S1 - alpha * S2
98
       # Hitung sinyal respirasi dari pergerakan ROI dalam grayscale
100
       gray = cv2.cvtColor(roi_frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
101
102
       respiratory_value = np.mean(gray)
       return respiratory_value, rppg_value, processed_frame
104
   def butter_bandpass(lowcut, highcut, fs, order=5):
106
107
       Membuat filter Butterworth bandpass.
108
109
       Args:
           lowcut: Frekuensi cut-off bawah
111
           highcut: Frekuensi cut-off atas
           fs: Frekuensi sampling
113
           order: Orde filter
114
       Returns:
           tuple: Koefisien filter (b, a)
117
118
119
       nyq = 0.5 * fs # Frekuensi Nyquist
       low = lowcut / nyq # Normalisasi frekuensi
12
       high = highcut / nyq
       b, a = butter(order, [low, high], btype='band')
122
123
       return b, a
124
   def apply_bandpass_filter(data, lowcut, highcut, fs, order=5):
126
       Menerapkan filter bandpass pada data sinyal.
127
128
       Args:
129
           data: Array data input
130
           lowcut: Frekuensi cut-off bawah
131
           highcut: Frekuensi cut-off atas
133
           fs: Frekuensi sampling
           order: Orde filter
134
       Returns:
136
           array: Data yang telah difilter
       b, a = butter_bandpass(lowcut, highcut, fs, order=order)
139
       y = filtfilt(b, a, data) # Forward-backward filtering
140
       return y
141
142
   def calculate_rate(signal, fs, signal_type="rppg"):
143
144
       Menghitung heart rate atau respiratory rate dari sinyal.
145
146
147
       Args:
       signal: Array sinyal input
148
```

```
fs: Frekuensi sampling
149
            signal_type: "rppg" untuk heart rate atau "respiratory" untuk respiratory rate
150
       Returns:
           float: Rate dalam beats/breaths per menit
154
       if len(signal) < fs * 2: # Cek apakah ada cukup data (minimal 2 detik)</pre>
            return 0
156
       # Set range frekuensi berdasarkan tipe sinyal
       if signal_type == "rppg":
            lowcut, highcut = 0.7, 4.0 # 42-240 BPM untuk heart rate
       else:
161
            lowcut, highcut = 0.1, 0.5 # 6-30 breaths/min untuk respirasi
162
163
       # Terapkan filter bandpass
164
       filtered_signal = apply_bandpass_filter(signal, lowcut, highcut, fs)
165
166
       # Hitung FFT untuk analisis frekuensi
167
       yf = fft(filtered_signal)
168
169
       xf = fftfreq(len(filtered_signal), 1/fs)
170
       # Cari frekuensi dominan dalam range yang valid
171
       valid_range = (xf >= lowcut) & (xf <= highcut)</pre>
172
       max_freq_idx = np.argmax(np.abs(yf[valid_range]))
       dominant_freq = xf[valid_range][max_freq_idx]
174
175
       # Konversi frekuensi ke rate per menit
       rate = dominant_freq * 60
178
       return rate
180
   def main():
181
182
183
       Fungsi utama untuk menjalankan program deteksi vital signs.
184
       # Inisialisasi webcam
185
       cap = cv2.VideoCapture(1) # Index 1 untuk webcam eksternal
186
       if not cap.isOpened():
187
           print("Error: Tidak dapat mengakses webcam.")
188
            return
189
190
       # Set parameter untuk akuisisi dan processing
191
       window_size = 300 # Ukuran window untuk analisis (dalam frames)
       fs = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) # Dapatkan frame rate webcam
193
194
       # Inisialisasi buffer untuk menyimpan data sinyal
195
196
       respiration_signal = []
197
       rppg_signal = []
       time_points = []
198
199
       # Setup visualisasi matplotlib
200
       plt.ion() # Aktifkan mode interaktif
201
       fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8))
202
       # Inisialisasi variabel tracking
204
       frame\_count = 0
205
       start_time = time.time()
206
       last_roi = None # Untuk menyimpan ROI terakhir yang valid
207
208
       try:
209
           while True:
210
```


```
# Baca frame dari webcam
211
                ret, frame = cap.read()
                if not ret:
213
                    break
214
215
                # Resize frame untuk konsistensi
216
                frame = cv2.resize(frame, (640, 480))
217
218
                # Deteksi wajah
                face_roi = detect_face(frame)
220
                if face_roi is not None:
221
                    last_roi = face_roi
222
                elif last_roi is not None:
                    face_roi = last_roi
225
                # Proses frame jika wajah terdeteksi
226
                if face_roi is not None:
227
                    # Dapatkan ROI dahi
228
                    forehead_roi = get_forehead_roi(face_roi)
230
                    # Proses sinyal
231
                    resp_val, rppg_val, processed_frame = process_signal(frame, forehead_roi)
232
233
                    # Update buffer data
                    current_time = time.time() - start_time
235
                    respiration_signal.append(resp_val)
236
                    rppg_signal.append(rppg_val)
237
                    time_points.append(current_time)
238
                    # Jaga ukuran buffer tetap konstan
240
                    if len(respiration_signal) > window_size:
241
                        respiration_signal.pop(0)
242
                        rppg_signal.pop(0)
                        time_points.pop(0)
                    # Hitung dan tampilkan rate jika ada cukup data
                    if len(respiration_signal) >= window_size:
247
                        # Hitung respiratory rate dan heart rate
248
                        resp_rate = calculate_rate(np.array(respiration_signal), fs, "respiratory
249
       ")
                        heart_rate = calculate_rate(np.array(rppg_signal), fs, "rppg")
250
251
                        # Tampilkan rate pada frame
252
                        cv2.putText(processed_frame, f"Heart Rate: {heart_rate:.1f} BPM",
253
                                   (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
                        cv2.putText(processed_frame, f"Resp Rate: {resp_rate:.1f} breaths/min",
255
256
                                   (10, 70), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
257
                        # Update plot sinyal
                        ax1.cla()
                        ax1.plot(time_points, respiration_signal)
260
                        ax1.set_title(f'Respiratory Signal (Rate: {resp_rate:.1f} breaths/min)')
261
                        ax1.set_xlabel('Time (s)')
262
                        ax1.set_ylabel('Amplitude')
263
264
                        ax2.cla()
265
                        ax2.plot(time_points, rppg_signal)
266
                        ax2.set_title(f'rPPG Signal (Heart Rate: {heart_rate:.1f} BPM)')
267
                        ax2.set_xlabel('Time (s)')
268
                        ax2.set_ylabel('Amplitude')
269
                        plt.tight_layout()
```

```
plt.pause(0.001)
272
                    # Tampilkan frame yang telah diproses
                    cv2.imshow('Face Detection & Vital Signs', processed_frame)
275
                else:
276
                    # Tampilkan pesan jika tidak ada wajah terdeteksi
27
                    cv2.putText(frame, "No face detected", (10, 30),
                                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255), 2)
                    cv2.imshow('Face Detection & Vital Signs', frame)
280
281
                # Cek untuk keluar dari program
282
                if cv2.waitKey(1) \& 0xFF == ord('q'):
283
                    break
                frame_count += 1
286
287
       except KeyboardInterrupt:
288
            print("\nProgram dihentikan oleh pengguna.")
280
290
       finally:
291
            # Bersihkan resources
292
            cap.release()
293
            cv2.destroyAllWindows()
294
            plt.ioff()
296
            plt.close()
297
   if __name__ == "__main__":
298
       main()
299
300
```

Kode 1: Kode lengkap Sistem Pengukuran Sinyal Respirasi dan rRPG

4 Hasil

Berikut ini adalah hasil pengukuran sinyal respirasi dan rRPG yang sudah dibuat:



Gambar 1: Hasil Pengukuran Sinyal Respirasi dan rRPG

Kode ini mampu untuk mendeteksi detak jantung (Heart Rate) dan laju pernapasan (Respira-

tory Rate) dengan menggunakan kamera (webcam) untuk mengambil video wajah, kemudian menganalisis perubahan cahaya pada wajah (khususnya di dahi) untuk mengukur sinyal vital tersebut.

- rPPG Signal (Remote Photoplethysmography): Menggunakan channel red dan green dari gambar untuk menghitung perubahan cahaya yang terjadi akibat detak jantung.
- **Respiratory Signal:** Menggunakan pergerakan intensitas cahaya pada gambar grayscale untuk menghitung laju pernapasan.

5 Kesimpulan

Sistem ini mampu mendeteksi detak jantung dan laju pernapasan hanya dengan menggunakan kamera dan analisis video. Teknik yang digunakan antara lain deteksi wajah, ekstraksi sinyal dari warna dan intensitas cahaya di area wajah (terutama dahi), serta pemrosesan sinyal menggunakan filter bandpass untuk menghitung laju detak jantung dan pernapasan.

6 Daftar Pustaka

https://chatgpt.com/share/676aa919-7d84-8002-b68f-798eee03bfd5